# SeqCounter

## 关于

SeqCounter是一个DNA序列分析器。

本项目以GPL3.0协议开源,请务必遵守。

GitHub仓库地址: <a href="https://github.com/nnrj/SeqCounter">https://github.com/nnrj/SeqCounter</a>

### 使用说明

#### 运行

• 方式一 无参运行

。 将所有待检测序列放入根目录下的 seqs 文件夹中;

- o 运行 SeqCounter.exe 或 SeqCounter.py , 统计结果将保存于根目录下 results 文件夹中的 result\_xxxxxxxxx.log 文件中。
- 方式二 有参运行

参 数	含义	作用	默认值	别名	备注
-i	输入文件 之路径	指定待检测序列目录	./seqs/	-ifile	
-0	输出文件 之路径	指定检测结果保存目录	./results/	-ofile	
-C	约束文件 之路径	指定用于比对序列类 型约束文件	./ini/virusinfo.ini	-cfile	
 V	查看版本 号	查看版本号		 version	
h	查看帮助 信息	查看帮助信息		help	

#### 约定

- 输入文件
  - 。 输入文件为序列文本, 默认为 .txt 格式;

本程序根目录下的 tools 文件夹中提供了两个批处理工具:

fastaToTxt.bat:将.fasta格式的文件批量转换为.txt;

txtToFasta.bat:将.txt格式的文件批量转换为.fasta。

使用方法:

将需要转换的文件放入同一个文件夹,复制相应的 xxx.bat 文件到该文件夹,运行 xxx.bat 即可。

#### • 输出文件

- 。 输出文件为普通文本或Excel文件, 默认为 .1 og 格式的普通文本文件;
- 。 输出文件中保存了检测结果;
- o 输出文件的名称为 result\_xxxxxxxxx.log , 其中 xxxxxxxx 代表结果生成时的时间,精确到分钟。
- 序列类型约束文件
  - 。 序列类型约束文件(下文简称约束文件), 为普通文本,以.ini为扩展名;
  - 。 默认为存储于根目录下的 ./ini/virusinfo.ini;
  - · 约束文件按特定格式,给出了序列类型与长度的对应,以供程序判断序列类型;
  - 。 具体格式规定如下:
    - 每个一行,病毒名与长度用英文连字符 连接;
    - 对于同一个病毒,多个长度,使用斜杠/隔开;
    - 除最后一行外,每行要以英文逗号结尾。
  - 。 合法约束格式如下(举例说明):

```
1 合法约束格式如下:
2 病毒名A-长度,
3 病毒名B-长度1/长度2,
4 病毒名3-长度
```

## 配置文件说明

配置文件为程序根目录下的 ini/setting.json。

您可以通过修改配置文件来控制SeqCounter的功能开关及其他行为。

#### 默认配置文件

```
1
    {
 2
        "version": "2.1.5",
        "seqCounter": {
4
            "encoding": "utf-8",
             "inputOptions": {
                 "segPath": "./segs/",
 6
                 "seqExtensionName":".txt",
8
                 "encoding": "utf-8",
                 "symbols": [">",">>"]
9
10
            },
             "outputOptions": {
11
12
                 "resultPath": "./results/",
                 "resultExtensionName": ".log",
13
14
                 "encoding": "utf-8",
15
                 "compare": true,
16
                 "combineCompare": false,
                 "extractSeq": true,
17
18
                 "singleExtract": false,
                 "extractExtensionName": ".fasta",
19
                 "removeSymbols": [" ", "\n", "\t", "@num", " "],
20
```

```
21
                 "ignoreEmptySeq": true
22
            },
23
             "constraintOptions": {
                 "seqTypeList": "./ini/virusinfo.ini",
24
25
                 "seqTypeCheck": true,
                 "removeSymbols": [" ", "\n", "\t"]
26
27
            }
        }
28
29
   }
```

#### 含义说明

```
1
   {
2
       "version": "2.1.5", // 版本号
3
       "seqCounter": { // 序列统计模块配置
4
           "encoding": "utf-8", // 编码格式
           "inputOptions": { // 输入文件配置
 5
               "seqPath": "./seqs/", // 输入文件目录(必须为目录)
6
               "seqExtensionName":".txt", // 输入文件拓展名
 7
8
               "encoding": "utf-8", // 输入文件编码
9
               "symbols": [">",">>"] // 文件内序列分隔符
10
           },
           "outputOptions": { // 输出文件配置
11
12
               "resultPath": "./results/", // 输出文件目录(必须为目录)
               "resultExtensionName": ".log", // 输出文件拓展名
13
               "encoding": "utf-8", // 输出文件编码
14
               "compare": true, // 是否标识相同序列(true, 是; false: 否)
15
16
               "combineCompare": false, // 是否跨文件对比(true, 是; false: 否)
               "extractSeq": true, // 是否提取序列(true, 是; false: 否)
17
               "singleExtract": false, // 是否单独提取(true, 是; false: 否)
18
19
               "extractExtensionName": ".fasta", // 提取序列的拓展名
               "removeSymbols": [" ", "\n", "\t", "@num", " "], // 提取序列时要移
20
   除的字符
               "ignoreEmptySeq": true // 标识相同序列时,忽略空序列(true,是;
21
   false: 否)
22
           },
23
           "constraintOptions": { // 约束文件配置
               "seqTypeList": "./ini/virusinfo.ini", // 序列类型列表文件
24
               "seqTypeCheck": true // 是否执行序列类型判断(true, 是; false: 否)
25
26
           }
27
       }
28
   }
```

- removeSymbols: 提取序列时要移除的字符
  - 。 值为一个字符串数组;
  - 。 数组内容为要从序列中移除的所有字符或字符串;
  - o 支持python的转义字符;
  - · 支持批处理操作,格式为@批处理名称,目前支持的批处理如下:
    - 移除所有数字: @num

## 升级日志

- 版本 2.1.5
  - 。 标识相同序列时,允许跳过空序列;
  - 。 修复类型判断选项配置不起作用的BUG。
- 版本 2.1.3
  - 。 序列提取时,支持自定义要去除的字符或字符串。
- 版本 2.1.2
  - 。 修复自定义输入文件名无法识别的BUG。
- 版本 2.1.1
  - 。 支持提取序列。
- 版本 2.1.0
  - 。 支持标识相同序列;
  - 。 修复配置文件开关无效的BUG;
  - 。 重构结果打印方法。
- 版本 2.0.2
  - o 增加--v (查看版本号) 命令;
  - o 增加--h (查看帮助信息)命令。
- 版本 2.0.1
  - 。 修复 --c 命令不起作用的BUG。
- 版本 2.0.0
  - 。 支持参数控制;
  - 。 支持自定义输入输出文件;
  - o 打包为 .exe 文件。
- 版本 1.8.0
  - 。 修复了病毒类型判断失效的BUG。

## 许可协议

见根目录下的LICENSE(可使用文本文档打开)。

### 开发团队

天河何处、木落

SeqCounter开发团队

2022年5月28日